

2019年1月

重要**お客様各位**

マイクロトラック・ベル株式会社

**蒸気吸着測定装置「BELSORP-aqua3」
生産・販売終了のご連絡と新機種のご案内**

時下ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より当社 BELSORP シリーズをお引き立て頂き、厚く御礼申し上げます。
さて、2003年の上市以来15年に亘って、皆様にご愛顧頂いてまいりました
蒸気吸着測定装置「BELSORP-aqua3」につきまして、下記の通りご連絡申し上げます。

記

1. 生産終了の理由：

4 検体ハイスループット、測定時間の大幅短縮ならびに測定・解析ソフトウェアなどを一新した BELSORP-maxII-HV（仮称）をリリース致しましたので、従来モデルの生産・販売を終了とさせていただきます。

2. 生産終了のスケジュール

本体：2018年12月をもって BELSORP-aqua3 の販売を終了します。
修理：販売終了後、7年程度を目処に保守部品を確保し、従来通り修理対応いたします。

3. 新機種のご案内

BELSORP-aqua3 の後継機種として2018年10月から BELSORP-maxII-HV の販売を行っております。

〈BELSORP-maxII-HV の特長〉

1. 世界最高の再現性・最大4検体ハイスループット・測定時間の大幅短縮を実現。
2. 測定温度70℃、測定圧約120kPaまでの水蒸気、有機蒸気の吸着等温線測定可能（飽和蒸気圧による）。BELSORP-aqua3 に比べ広範囲の蒸気吸着評価を可能としました。
3. “ガス導入最適化機能 GDO (Gas Dosing Optimization)” を新搭載。
過去のデータを用いて
測定条件を自動で最適化。
4. 操作性・メンテナンス性向上。

ご不明な点は最寄りの支店、営業所までお問合せ下さい。
今後ともマイクロトラック・ベル製品を御愛顧下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。

以上

■お問い合わせ先

マイクロトラック・ベル株式会社

東京営業所

Tel:03-6756-7391

名古屋営業所

Tel:052-228-6020

大阪営業所

Tel:06-7166-2162

E-mail

sales-all@microtrac-bel.com