

2019年1月

**重要****お客様各位**

マイクロトラック・ベル株式会社

**比表面積・細孔分布測定装置「BELSORP-miniII」  
生産・販売終了のご連絡と新機種のご案内**

時下ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素より当社 BELSORP シリーズをお引き立て頂き、厚く御礼申し上げます。  
さて、2004年の上市以来14年に亘って、皆様にご愛顧頂いてまいりました  
比表面積・細孔分布測定装置「BELSORP-miniII」につきまして、下記の通りご連絡申し上げます。

## 記

**1. 生産終了の理由：**

4検体ハイスループット、測定時間の大幅短縮ならびに測定・解析ソフトウェアなどを一新したBELSORP-miniX をリリース致しましたので、従来モデルの生産・販売を終了とさせていただきます。

**2. 生産終了のスケジュール**

本体：2018年12月をもってBELSORP-miniIIの販売を終了します。

修理：販売終了後、7年程度を目処に保守部品を確保し、従来通り修理対応いたします。

**3. 新機種のご案内**

BELSORP-miniIIの後継機種として2018年7月からBELSORP-miniXの販売を行っております。

**<BELSORP-miniXの特長>**

1. 世界最高の再現性・最大4検体ハイスループット・測定時間の大幅短縮を実現。
2. 高精度比表面積・細孔分布・細孔容量取得可能な最新GCMCカーネルを搭載した、新規解析ソフトウェアBELMaster7を搭載。
3. “ガス導入最適化機能GDO (Gas Dosing Optimization)” を新搭載。  
過去のデータを用いて測定条件を自動で最適化。
4. 操作性・メンテナンス性向上。世界最小・最軽量を実現。

ご不明な点は最寄りの支店、営業所までお問合せ下さい。  
今後ともマイクロトラック・ベル製品を御愛顧下さいますよう、宜しく願い申し上げます。

以上

**■お問い合わせ先**

マイクロトラック・ベル株式会社

東京営業所

Tel:03-6756-7391

名古屋営業所

Tel:052-228-6020

大阪営業所

Tel:06-7166-2162

E-mail

sales-all@microtrac-bel.com